

Systemhauben

- ME- MultiCap "Base"
mit farbigen Elektrodenhalterungen aus gehärtetem Kunststoff.
- MW- ... MultiCap "Soft"
mit Elektrodenhalterungen aus weichem, transparenten Silikon.
- MC- ... MultiCap "Cup"
zum Einsetzen von 10mm GVB-geliMED Cup-Elektroden.



Haubenzubehör

- ME-17-AGCL-26 MCS-Elektrode m. 120cm Kabel, 1,5mm DIN Stecker.
(für MC-"Base")
- MW-17-Z-26 Soft-Elektrode m. 150cm Kabel, 1,5mm DIN Stecker.
- ME-20 10 Elektrodenhalter "Base"
MWE-20 10 Elektrodenhalter "Soft"
MCE-20 10 Elektrodenhalter "Cup"
- ME-F-SET 23 Positionsfähnchen "SET"
- ME-23-L Kinnverschluss Erwachsene
ME-23-M Kinnverschluss Jugendliche
ME-23-S Kinnverschluss Kinder / Infä
- ME-3-L Brustgurt Erwachsene
ME-3-S Brustgurt Kinder
ME-3-SI Brustgurt Infä
- ME-13 Klettverschluss für Elektrodenkabel
- OHR-EM-26 Set: 1 Paar Ohrelektrodenhalter, 2 Elektroden.
- OHR-EM-H 1 Paar Ohrelektrodenhalter (ohne Elektroden)
- EEG-BOX-37 EEG-Box Mini mit 40 Anschlüssen



Die Anwendung



Die Vorbereitung

Wie bei der Arbeit mit konventionellen Elektroden auch, werden die Elektrodenpositionen bei Verwendung der MultiCaps ebenfalls mit abrasivem Gel vorbereitet.

Die Impedanzen

Dank der anwenderfreundlich geschnittenen Haube lassen sich selbst bei angelegter Haube, die Elektrodenpositionen auf dem Kopf optimal erreichen und vorbereiten.

Die Elektroden

Die unterschiedlichen MultiCap-Haubentypen (Base, Soft und Cup), erlauben die Verwendung von verschiedenen, hochwertigen Elektroden, egal ob Basic-Elektroden, SoftCap-Elektroden oder herkömmliche Cup-Elektroden.

Die Verkabelung

Die Elektroden werden einfach in die vorgesehenen Halterungen eingesteckt und sind dann fest fixiert. Durch kleine Fähnchen an den Positionen lassen sich die Elektroden zugänglich mit der Head-Box verbinden.

Optimaler Kontakt

Alle Elektrodentypen verfügen über einen optimalen Zugang (Loch oder Kerbe) für stumpfe Nadeln, mit denen das Kontaktgel unter die Elektroden gegeben werden kann. Damit steht einer sauberen Ableitung nichts mehr im Wege.

Verbesserte Technologie,
anwenderfreundliches Design.



Neu

Neu

MULTI CAP

Verbesserte Technologie
anwenderfreundliches Design



EEG Systemhauben mit frei positionierbaren Elektroden

Über weiteres Zubehör oder über die Elektroden informieren wir Sie gerne. Rufen Sie uns an!

GVB-geliMED E. Kfm.

Tel.: 0 45 51 - 95 67 30
Fax: 0 45 51 - 95 67 33
info@gvb-gelimed.de



www.gvb-gelimed.de





EEG-Textilsystemhaube

für Erwachsene, Kinder und Kleinkinder in den Größen:

XL	60 - 64cm	Erwachsene
L	54 - 60cm	Jugendliche, Frauen
M	48 - 54cm	Kinder
S	42 - 48cm	Kleinkinder
XS	36 - 42cm	Säuglinge
1	30 - 36cm	Frühgeborene 1
2	26 - 30cm	Frühgeborene 2
3	22 - 26cm	Frühgeborene 3

Die Elektroden

Die gesinterten Ag/AgCl-Elektroden des MultiCaps-"Base" garantieren eine minimale Polarisation und stabile Ergebnisse auch bei Langzeitableitungen. Durch die kleine Erhebung lässt sich jede Elektrodenposition sehr einfach mit Gel befüllen.

Anschlussstecker: 1,5mm DIN Stecker



Elektrodenhalterungen

Die Elektrodenhalterungen des MultiCaps-"Base" sind aus Hartkunststoff und garantieren Langlebigkeit. Zum Austausch brauchen sie nur auseinandergezogen zu werden. Jede Halterung ist mit einem praktischen Positionsfähnchen versehen.



MultiCap-"Base"

Anwendung:

Einstecken der Elektrode in die Halterung.

Zusatzelektroden

Passend zu den Stammelektroden des MultiCaps-"Base" gibt es bei dieser Systemhaube auch entsprechende Ohrclips, die mit den gleichen Elektroden wie die Haube bestückt werden können.



Einstieg !

MultiCap-"Base" Komplettsystem:

3x Systemhaube, Größe frei wählbar.

25x gesinterte Ag/AgCl "MCS" Elektroden mit 1,5mm DIN Stecker

alle Hauben inkl. Elektrodenhalterungen und Kinnband.

2x Ohrhalterungen

1x Nadelkit zum Befüllen mit Gel

1x Leitgel, salzhaltig, 250g Flasche

1x Hautvorbereitungspaste 160g Dose

1x Kopfmaßband

1x Reinigungsstäbchen (100er SET)



EEG-Textilsystemhaube

für Erwachsene, Kinder und Kleinkinder in den Größen:

XL	60 - 64cm	Erwachsene
L	54 - 60cm	Jugendliche, Frauen
M	48 - 54cm	Kinder
S	42 - 48cm	Kleinkinder
XS	36 - 42cm	Säuglinge
1	30 - 36cm	Frühgeborene 1
2	26 - 30cm	Frühgeborene 2
3	22 - 26cm	Frühgeborene 3

Elektroden und Anschlüsse

Die Elektroden des MultiCaps-"Soft" sind in den Materialien gesintertes Ag/AgCl, Zinn oder Gold erhältlich.

Die Elektroden werden mit einem 25-pol. Sammelstecker an die Head-Box angeschlossen. Zusatzelektroden dieses Typs sind mit einem berührungsgeschützten 1,5mm DIN Stecker versehen.



Elektrodenhalterungen

Die Elektrodenhalterungen des MultiCaps-"Soft" sind aus Silikon und bieten einen angenehmen Tragekomfort. Zum Austausch brauchen sie nur aus dem flexiblen Textilmaterial der Haube gezogen zu werden. Jede Halterung ist mit einem praktischen Positionsfähnchen versehen.



MultiCap-"Soft"

Anwendung:

Einstecken der Elektrode in die Halterung.

Zusatzelektroden

Als Zusatzelektroden empfehlen wir unsere Ohrelektroden, die Sie aus gesintertem Ag/AgCl, Zinn oder Gold erhalten können (wichtig, da alle Elektroden einer Ableitung aus dem gleichen Material sein sollten).



Einstieg !

MultiCap-"Soft" Komplettsystem:

3x Systemhaube, Größe frei wählbar.

22x Softcap Elektroden (21+Ersatz), Zinn mit 25pol. Sammelstecker

alle Hauben inkl. Elektrodenhalterungen und Kinnband.

2x Ohrhalterungen, Zinn

1x Nadelkit zum Befüllen mit Gel

1x Leitgel, salzhaltig, 250g Dose

1x Hautvorbereitungspaste 160g Flasche

1x Kopfmaßband

1x Reinigungsstäbchen (100er Set)



EEG-Textilsystemhaube

für Erwachsene, Kinder und Kleinkinder in den Größen:

XL	60 - 64cm	Erwachsene
L	54 - 60cm	Jugendliche, Frauen
M	48 - 54cm	Kinder
S	42 - 48cm	Kleinkinder
XS	36 - 42cm	Säuglinge
1	30 - 36cm	Frühgeborene 1
2	26 - 30cm	Frühgeborene 2
3	22 - 26cm	Frühgeborene 3

Die Elektroden

In diesen Haubentyp können Sie alle gestanzten Cup-Elektroden von GVB-geliMED mit 10mm Durchmesser einsetzen. Dadurch lassen sich evtl. komplette Elektrodenansätze sparen, da Sie Cup-Elektroden in unterschiedlichen Anwendungen einsetzen können. Cup-Elektroden werden mit einem 1,5mm DIN Stecker ausgestattet.



Elektrodenhalterungen

Die Kunststoffhalterungen des MultiCap-"Cup" sind schraubbar und lassen sich leicht austauschen. Die Cup Elektroden lassen sich durch die Kunststoffführung leicht in die Halterung einsetzen. Jede Halterung ist ebenfalls mit einem praktischen Positionsfähnchen versehen.



MultiCap-"cup"

Anwendung:

Einsetzen der Cup-Elektrode in die Halterung.

Zusatzelektroden

Als Zusatzelektroden empfehlen wir unsere Ohrelektroden, die Sie aus Ag/AgCl, Gold oder Zinn erhalten können (wichtig, da alle Elektroden einer Ableitung aus dem gleichen Material sein sollten).



Einstieg !

MultiCap-"Cup" Komplettsystem:

3x Systemhaube, Größe frei wählbar.

25x Cup-Elektroden (Gold oder Ag/AgCl) mit 1,5mm DIN Stecker

alle Hauben inkl. Elektrodenhalterungen und Kinnband.

2x Ohrhalterungen (Gold oder Ag/AgCl)

1x Nadelkit zum Befüllen mit Gel

1x Leitgel, salzhaltig, 250g Dose

1x Hautvorbereitungspaste 160g Flasche

1x Kopfmaßband

1x Reinigungsstäbchen (100er Set)

1x DVD "Cup-Elektroden"