

إبرة الخبراء!
جديد

MYOLINE XP
علامة الخبرة

صقل أفضل

صنارة جديدة للسطح الخارجي

كابل توصيل أكثر مرونة (حامل الإبرة)

وصلة إبرة أفضل (التلامس)

جودة إشارة أفضل

الكترود إبرة للاستعمال مرة واحدة "MYOLINE XP"
العدد: 25 قطعة

الكود	القطر:	الطول:	اللون:
10009079P	0,35 ملم	20 ملم	أبيض
10009080P	0,30 ملم	25 ملم	بنفسجي
10009081P	0,35 ملم	30 ملم	أحمر
10009083P	0,35 ملم	40 ملم	رمادي
10009085P	0,35 ملم	50 ملم	أخضر
10009082P	0,45 ملم	30 ملم	برتقالي
10009087P	0,45 ملم	40 ملم	أسود
10009089P	0,45 ملم	50 ملم	أصفر
10009091P	0,50 ملم	60 ملم	أزرق
10009093P	0,60 ملم	70 ملم	بنّي

عقد للطلب

استفد من إمكانية الطلب!



ما عليك إلا أن تذكر لنا احتياجاتك
السبوية المتوقعة للمنتج المطلوب.

نحن نستطيع أن نقدم لك عرضًا غير ملزم.

اختبار؟

هل ترغب في اختبار أحد المنتجات مقدمًا؟

اتصل بنا!

مستلزمات EMG

متوافقة مع جميع معدات EEG- /EMG القياسية



GVB-geliMED E. Kfm.

هاتف: +49 (0) 45 51 - 95 67 30

فاكس: +49 (0) 45 51 - 95 67 33

info@gvb-gelimed.com

gvb gelimed
تريكات لوفير المستلزمات الطبية

www.gvb-gelimed.com

gvb gelimed

شريكك لتوفير

المستلزمات الطبية

TEN 20



معجون الاتصال التشخيصي للأعصاب لا يجف. لا تكتلات ولا تحتاج لدهان مرة ثانية، يمكن غسله، وتنظيفه سهل ولا يترك أية مخلفات.

البيانات: 3 أشكال. عبة 115 غرام
Ten-20-SET
Ten-20-T-SET أنبوبة 115 غرام
Ten-20-8-SET عبة 230 غرام

جل حديث لتجهيز البشرة (مستحسن للبشرة الحساسة). لا يسبب أي تهيج للجلد، ومناسب للمرضى.

NUPREP



البيانات: 3 أشكال. المحتوى: طقم 115 غرام NUPREP-SET

NEURGEL



Neurgel هو جل مرن للغاية وجيد التوصيل ويذوب في الماء، ودرجة حموضته من 6 إلى 7. تم تطوير Neurgel خصيصاً لتوصيلات EEG و EMG و EP

GEL250V
GEL250F

عبدة 250 غرام جل
زجاجة 250 غرام جل

EVERI



معجون تجهيز تم تطويره خصيصاً للحد من مقاومة سطح الجلد. للتجهيز والاستعمال في EEG-EP-EMG-EKG

EVERY

المحتوى: 160 مل

EC2



معجون توصيل لاصق تم تطويره ليعطي التصاق ممتاز. يعتبر ذلك المعجون مع الإلكترود الكاس الذهبي الخاص بنا نموذجي للتوصيل لفترة طويلة.

المحتوى: 100 غرام 10 قطع.:
SEC-2
EC-2 1 قطعة.:

SQ80..



الإلكترود تحفيز وتوصيل لأصابع اليدين والقدمين (يمكن استخدامه بدون جل) بكابل توصيل محمي.

كابل 100 سم بقابس قياسي 1.5
SQ80-426 كابل 150 سم بقابس قياسي 1.5
SQ80-626 كابل 150 سم بقابس 270° بعدد 5 أقطاب
SQ80-671 كابل 100 سم بقابس 270° بعدد 5 أقطاب
SQ80-471

SQ50..



الكترود بحلقات عادية من الصلب المقاوم للصدأ، مع كابل توصيل محمي

كابل 100 سم بقابس قياسي 1.5
SQ50-426 كابل 150 سم بقابس قياسي 1.5
SQ50-626 كابل 150 سم بقابس 270° بعدد 5 أقطاب
SQ50-471 كابل 100 سم بقابس 270° بعدد 5 أقطاب
SQ50-671

SQ55..



الكترود بحلقات رقيقة من الصلب المقاوم للصدأ، مع كابل توصيل محمي

كابل 100 سم بقابس قياسي 1.5
SQ55-426 كابل 150 سم بقابس قياسي 1.5
SQ55-626 كابل 150 سم بقابس 270° بعدد 5 أقطاب
SQ55-671 كابل 100 سم بقابس 270° بعدد 5 أقطاب
SQ55-471

الإلكترود مُجزأ سطحي

الإلكترود توصيل مُجزأ لإمكانات الاستجابة التحفيزية الحركية والحسية في حدودها القصوى. وهو مناسب أيضاً للتوصيل في الوجه. لوحان من الصلب المموجان 8 ملم V2A تم صيغهما بشكل محدد مع كابل بطول 100 سم عالي المرونة وغير محمي. الإلكترود الأبيض هو النشط، والبيني هو الإلكترود المرجعي.

قابس قياسي بعدد 5 أقطاب
قابس قياسي 1.5 ملم
SA80-671
SA80-626

SA80..



الإلكترود قرص سطحي

الإلكترود القرص 10 ملم مصنوع من الصلب المقاوم للصدأ، كابل زوج 1 مجدول أحمر وأسود، بطول يبلغ 100 سم مع القوابس بحسب الطلب.

قابس قياسي 270° بعدد 5 أقطاب
(كابل محمي)
قابس قياسي 1.5 ملم
SA70-471
SA70-426

SA70..



الإلكترود تحفيز سطحي

الإلكترود تحفيز سطحي ثنائي مع حامل بلاستيك يمكن نقله. كل الإلكترود به نقطتا تحفيز 7 ملم من اللباد ويمكن تثبيته من خلال شريط فلكرو. يبدأ طول كابل التوصيل من 150 سم وكذلك قابس توصيل قياسي DIN 270° بعدد 5 أقطاب.

ST90..



الإلكترود تحفيز مع كابل توصيل 150 سم


وقابس قياسي 270° بعدد 5 أقطاب
ST90-671
وقابس قياسي 1.5 ملم
ST90-626

لَبَاد الغيار، 7 ملم تقريبا (10 قطع)
ST90-006

الإلكترود تحفيز محمية

الكترود تحفيز محمية بمقبض مريح لاستخدام أكثر سهولة الإلكترود الصغير به نقطتا تحفيز 3 ملم على مسافة 10 ملم، والإلكترود الكبير به نقطتا تحفيز 6 ملم على مسافة 24 ملم. كل الإلكترود يمكن تثبيتهما أيضاً باستخدام شريط فلكرو.

SP27..




الإلكترود صغير بكابل 150 سم

وقابس قياسي 270° بعدد 5 أقطاب
SP27-671
وقابس قياسي 1.5 ملم
SP27-626
لَبَاد التحفيز، 3 ملم (10 قطع)
حبات التحفيز 3 ملم (1 زوج)
SP27-000
SP27-003

الإلكترود صغير بكابل 150 سم

وقابس قياسي 270° بعدد 5 أقطاب
SP28-671
وقابس قياسي 1.5 ملم
SP28-626
لَبَاد التحفيز، 3 ملم (10 قطع)
حبات التحفيز 3 ملم (1 زوج)
SP28-000
SP28-007

SP28..



أعمدة محمية للإلكترود التحفيز والتوصيل

تلك الأعمدة المحمية للإلكترود التحفيز والتوصيل بمجموعة لَبَاد 20 ملم × 7 ملم يمكن استخدامها للتوصيل أيضاً بجانب التحفيز. تبلغ المسافة بين نقاط التحفيز وبعضها البعض 20 ملم أو 40 ملم. يبدأ طول كابل التوصيل من 150 سم ويمكن مده بقوابس توصيل مختلفة. يوجد في التكوين الأساسي بجانب الإلكترود عدد 2 شريط فلكرو أيضاً بطول 40 و 100 سم.

SP40..



الإلكترود عمود كبير 40 ملم
قابس قياسي 270° بعدد 5 أقطاب
SP40-671
قابس قياسي 1.5 ملم
SP40-626

SP30..



الإلكترود عمود صغير 20 ملم
قابس قياسي 270° بعدد 5 أقطاب
SP30-671
قابس قياسي 1.5 ملم
SP30-626