

Uzmanların iğnesi!

YENİ!

MYOLINE XP
xpert premium

GELİŞTİRİLMİŞ YÜZEY
ile acısız enjeksiyon

YENİ YÜZEY BİTİRMESİ
ile iğnenin sahip olduğu daha iyi kayma özellikleri


ESNEK BAĞLANTI KABLOSU (İĞNE TUTUCU)
ile daha iyi tutuş

UDOSKONALONE PRZYŁĄCZE IGLY
zapewniające bezproblemowe pomiary

DAHA KALİTELİ SİNYAL
ile daha yüksek müşteri memnuniyeti

MYOLINE XP - tek kullanımlık elektrot iğneleri
Paket: 25 adet

Renk:	Uzunluk:	Çap:	Nr art.
beyaz	20mm	0,35mm	10009079P
menekşe	25mm	0,30mm	10009080P
kırmızı	30mm	0,35mm	10009081P
gri	40mm	0,35mm	10009083P
yeşil	50mm	0,35mm	10009085P
turuncu	30mm	0,45mm	10009082P
siyah	40mm	0,45mm	10009087P
sarı	50mm	0,45mm	10009089P
mavi	60mm	0,50mm	10009091P
kahverengi	70mm	0,60mm	10009093P



SİPARİŞ FORMU

Biz sizi arayalım!



İstediğiniz ürün için
beklediğiniz yıllık talep
miktarını bize bildirin.

Size bir fiyat
teklifinde bulunalım.

Denemek mi istiyorsunuz?

Önceden denemek
istediğiniz bir ürün mü var?

Bizi arayın!

EMG Seçenekleri

Tüm standart EMG / EEG ekipmanı ile uyumlu



GVB-gelimed E. Kfm.
Tel.: +49 45 51 - 95 67 30
Faks: +49 45 51 - 95 67 33
info@gvb-gelimed.de

gvb gelimed
Medikal ürünlerde iş ortağınız
www.gvb-gelimed.com

gvb gelimed

Medikal ürünlerde
iş ortağınız

EMG Elektrotlar

Uyarıcı elektrot yüzeyleri

Çıkarılabilir plastik tutucuya sahip çift uçlu uyarıcı elektrot yüzeyleri. Her elektrot iki 7mm keçe uyarıcı noktaya sahiptir ve bir Velcro (cırt cırt) bant ile sabitlenebilir. Kablo uzunluğu 150cm olup 5-pin'dir. 270 ° DIN konektör.

150cm kablo uzunluğuna sahip uyarıcı elektrot

ve 5 pin. DIN fiş 270 ° ST90-671
ve 1,5 mm DIN konektör ST90-626

Yedek keçeler, yaklaşık 7mm ST90-006
(10 adet)

Korunmalı uyarıcı elektrotlar

Kolay tutulması için ergonomik bir sapa sahip olan korunmalı uyarıcı elektrotlar. Küçük elektrot, büyük elektrot uyarıcı noktasının 6mm üzerinde 24mm mesafede, 10 mm aralıklarla iki 3mm uyarıcı noktaya sahiptir. Her iki elektrot da ek olarak bir Velcro (cırt cırt) bant ile sabitlenebilir.

150cm kablo uzunluğuna sahip küçük elektrot ve 5-pin DIN fiş 270 ° SP27-671
ve 1,5 mm DIN konektör SP27-626
Uyarıcı keçeler, yaklaşık 3 mm (10 adet) SP27-000
Uyarıcı toplar 3mm (1 çift) SP27-003

150cm kablo uzunluğuna sahip küçük elektrot ve 5-pin DIN fiş 270 ° SP28-671
ve 1,5 mm DIN konektör SP28-626
Uyarıcı keçeler, yaklaşık 3 mm (10 adet) SP28-000
Uyarıcı toplar 3mm (1 çift) SP28-007

Korunmalı çubuk uyarıcı, kayıt elektrodu

İki adet 20mm x 7mm keçeye sahip korunmalı uyarıcı, kayıt elektrotları; ek olarak istenilen uyarımın elde edilmesi için de kullanılabilir. İki uyarıcı nokta arasındaki mesafe 20mm ya da 40mm olabilir. Kablo uzunluğu 150cm olup çeşitli konektör fişleri ile birlikte kullanılabilir. Elektrotun temel konfigürasyonuna ek olarak 2 adet 40 ve 10cm uzunluklarında velcro (cırt cırt) bant da dahildir.



Geniş 40mm çubuk elektrot
5-pin DIN fiş 270 ° SP40-671
1,5 mm DIN konektör SP40-626



Küçük 20mm çubuk elektrot
5-pin DIN fiş 270 ° SP30-671
1,5 mm DIN konektör SP30-626

EMG Elektrotlar

BelDajlı kabloya sahip El/Ayak Parmağı Uyarıcıları / Kayıt Elektrotları (jel olmadan kullanılır)

1,5 DIN konektöre sahip 100cm kablo SQ80-426
1,5 DIN konektöre sahip 150cm kablo SQ80-626
5-pin. konektöre sahip 150cm kablo SQ80-671
270 ° konektör.
5-pin. konektöre sahip 100cm kablo SQ80-471
270 ° konektör.



Korunmalı kabloya sahip paslanmaz çelikten normal halka elektrotlar

1,5 DIN konektöre sahip 100cm kablo SQ50-426
1,5 DIN konektöre sahip 150cm kablo SQ50-626
5-pin. konektöre sahip 150cm kablo SQ50-471
270 ° konektör.
5-pin. konektöre sahip 100cm kablo SQ50-671
270 ° konektör.

Korunmalı kabloya sahip paslanmaz çelikten hassas halka elektrotlar

1,5 DIN konektöre sahip 100cm kablo SQ55-426
1,5 DIN konektöre sahip 150cm kablo SQ55-626
5-pin. konektöre sahip 150cm kablo SQ55-671
270 ° konektör.
5-pin. konektöre sahip 100cm kablo SQ55-471
270 ° konektör.



Su yüzeyi elektrotları

Uç noktadaki uyarılara karşı motor ve duyu tepkilerini kaydeden Waffel elektrotları. Ayrıca yüz üzerinde uygulamaya da uygundur. İki adet 8mm V2A paslanmaz çelik plakadan oluşmuş olup 100cm uzunluğunda, yüksek esnekliğe sahip, korumasız kablolar ile döküm halinde birleştirilmişlerdir. Beyaz renkli olan aktif elektrotlar, kahverengi renkli olan referans elektrotudur.

5-pin DIN konektörüne sahip 1,5 mm DIN konektörüne sahip SA80-671
SA80-626



Yüzey disk elektrotları

Paslanmaz çelikten üretilmiş 10mm disk elektrotlar, 100cm uzunluğunda dilediğiniz konektör ile 1 çift sarmal kırmızı ve siyah kablo.

5-pin DIN fiş 270 ° SA70-471
(korunmalı kablo)
1,5 mm DIN konektörüne sahip SA70-426



PASTA VE JELLER

Nöro-teşhis kontak pastası, kurumaz. Kitle oluşturmaz, temizlemek için ikinci bir uygulama gerektirmez, yıkanabilir, hafif, atıksız.

Paket: 3 adet 115g teneke Ten-20-SET
Tüp: 115g Ten-20-T-SET
230g teneke Ten-20-8-SET


TEN 20



NUPREP

Modern cilt hazırlama jeli (hassas ciltler için tavsiye edilir). Hiçbir iritasyonu yoktur, hastaları memnun edicidir.

Paket: 3 adet İçerik: 115g NUPREP-SET



NEURGEL

Neurigel özellikle EEG, EMG, ve EP kayıtları için geliştirilmiştir. pH değeri 6 - 7 olan suda çözülebilme olanağına sahip, yüksek geçirgenliği ve elastikliği olan bir jeldir.

250g kavanoz GEL250V
250g tüp GEL250F



EVERI

Bu hazırlık pastası cilt geçiş rezistansını azaltmak için üretilmiştir. EEG - EP- EMG - ECG hazırlıkları ve uygulamalarında kullanılır.

İçerik: 160ml. EVERY

Mükemmel yapıştırıcı özelliğe sahip özel olarak tasarlanmış Yapıştırıcı İletken Pasta. Altın CUP elektrotumuz ile birlikte kullanılan bu pasta uzun süreli uygulamalar için idealdir.

10 adet.: SEC-2
İçerik: 100g 1 adet: EC-2

EC2

