

# ABRUF AUFTRAG

**GVB**  
im Internet

Die Nadel  
der Experten!

Nutzen Sie die Möglichkeit  
eines Abrufs!



Nennen Sie uns einfach Ihren  
voraussichtlichen Jahresbedarf  
des gewünschten Produkts.

Wir erstellen Ihnen ein  
unverbindliches Angebot.

## TESTEN ?

Sie möchten ein Produkt  
gerne vorab testen?

Rufen Sie uns an!

IHR KONTAKT FÜR  
ABRUF AUFTRÄGE ODER TESTPRODUKTE  
0 45 51 - 95 67 30



Besuchen Sie noch  
heute unseren  
Internetshop  
[www.gvb-gelimed.de](http://www.gvb-gelimed.de)

oder rufen Sie uns an:  
0 45 51 - 95 67 30

## NEWSLETTER im Internet

Registrieren Sie sich für unseren  
Newsletter  
und Sie sind immer aktuell informiert  
und auf dem neuesten Stand



GVB-gelimed E. Kfm.  
Tel.: 0 45 51 - 95 67 30  
Fax: 0 45 51 - 95 67 33  
[info@gvb-gelimed.de](mailto:info@gvb-gelimed.de)

  
[www.gvb-gelimed.de](http://www.gvb-gelimed.de)



MYOLINE *XP*  
xpert premium

NEU



Ihr Partner für  
medizinisches Zubehör

## Anschlusskabel

100cm Kabel:  
5-pol. Stecker  
5-pol. Stecker (Jaeger Toennies)  
1,5mm DIN Stecker

Artikelnr.  
100NHN71  
100NHN78  
100NHN26

200cm Kabel:  
5-pol. Stecker  
1,5mm DIN Stecker

200NHN71  
200NHN26



## “MYOLINE XP” Einmal Nadelelektroden

VE: 25 St.

Farbe:	Länge:	Durchmesser:	Artikelnr.
weiß	20mm	0,35mm	10009079P
violett	25mm	0,30mm	10009080P
rot	30mm	0,35mm	10009081P
grau	40mm	0,35mm	10009083P
grün	50mm	0,35mm	10009085P
orange	30mm	0,45mm	10009082P
schwarz	40mm	0,45mm	10009087P
gelb	50mm	0,45mm	10009089P
blau	60mm	0,50mm	10009091P
braun	70mm	0,60mm	10009093P

**VERBESSERTER SCHLIFF**  
für schmerzfreien Einstich

**NEUE OBERFLÄCHENVEREDELUNG**  
für bessere Gleiteigenschaft der Nadel

**ANSCHLUSSKABEL NOCH FLEXIBLER (NADELHALTER)**  
für bessere Handhabung

**VERBESSERTER NADELANSCHLUSS (KONTAKT)**  
für artefaktfreie Messungen

**BESSERE SIGNALQUALITÄT**  
für hohe Kundenzufriedenheit



Die Nadel  
der Experten!

