

# SİPARİŞ FORMU

İnternet'te  
**GVB**

Uzmanların  
iğnesi!

## Biz sizi arayalım!



İstedığınız ürün için  
beklediğiniz yıllık talep  
miktarını bize bildirin.

Size bir fiyat  
teklifinde bulunalım.

Denemek mi istiyorsunuz?

Önceden denemek  
istediğiniz bir ürün mü var?

Bizi arayın!



Hemen bugün  
çevrimiçi mağazamızı  
ziyaret edin  
[www.gvb-gelimed.de](http://www.gvb-gelimed.de)

ya da telefonla arayın:  
+49 45 51 - 95 67 30

## Çevrimiçi HABER BÜLTENİ

Haber bültenimize kayıt  
olarak her zaman yeniliklerden  
haberdar olun ve güncel kalın



MYOLINE *XP*  
xpert premium

**YENİ!**

SİPARİŞ VERMEK YA DA ÜRÜNLERİ  
DENEMEK İÇİN BİZE ULAŞIN  
+49 45 51 - 95 67 30

GVB-gelimed E. Kfm.  
Tel.: +49 45 51 - 95 67 30  
Faks: +49 45 51 - 95 67 33  
info@gvb-gelimed.de

  
www.gvb-gelimed.de

 gelimed

Medikal ürünlerde  
ortağınız

**Kablo**

100cm kablo:  
5 pin. Fiş  
5 pin. Konektör (Jaeger Toennies)  
1,5 mm DIN konektör

**Kodu.**  
100NHN71  
100NHN78  
100NHN26

200cm kablo:  
5 pin. Fiş  
1,5 mm DIN konektör

200NHN71  
200NHN26



**“MYOLINE XP” Tek kullanımlık elektrot iğnesi**

**Paket: 25 adet**

Renk:	Uzunluk:	Çap:	Kodu.
beyaz	20mm	0,35mm	10009079P
menekşe	25mm	0,30mm	10009080P
kırmızı	30mm	0,35mm	10009081P
gri	40mm	0,35mm	10009083P
yeşil	50mm	0,35mm	10009085P
turuncu	30mm	0,45mm	10009082P
siyah	40mm	0,45mm	10009087P
sarı	50mm	0,45mm	10009089P
mavi	60mm	0,50mm	10009091P
kahverengi	70mm	0,60mm	10009093P

**GELİŞTİRİLMİŞ YÜZEY  
ile acısız enjeksiyon**

**YENİ YÜZEY BİTİRMESİ  
ile iğnenin sahip olduğu daha iyi kayma özellikleri**

**ESNEK BAĞLANTI KABLOSU (İĞNE TUTUCU)  
ile daha iyi tutuş**

**GELİŞMİŞ İĞNE DESTEĞİ (KONTAK)  
ile insan hatası olmayan ölçümler**

**DAHA KALİTELİ SİNYAL  
ile daha yüksek müşteri memnuniyeti**



Uzmanların  
iğnesi!

