

O-RINGE



O-Ringe oder einfach "Gummiringe" zum Befestigen von Filzen an allen gängigen Elektrodentypen, die mit Filzen verwendet werden.

Ø mm	Zur Verwendung	Art.Nr.: 100 St.	Art.Nr.: 50 St.	Art.Nr.: 25 St.
6,8	für Elektrode Nr.: NKBE-0005	O-RING-68	O-RING-68-2	O-RING-68-4
7,8	für Vario-Haube und GVB-Haube	O-RING-78	O-RING-78-2	O-RING-78-4
8,5	für Brücken- und Pilzelektroden	O-RING-85	O-RING-85-2	O-RING-85-4
10,0	für Z-Elektroden	O-RING-100	O-RING-100-2	O-RING-100-4

MONTAGEKEGEL FÜR FILZBEZÜGE MIT O-RINGEN

Mit dem Montagekegel lassen sich spielend einfach O-Ringe und Bezüge auf die entsprechenden Elektroden montieren.

Montagekegel für zwei Elektrodengrößen:

14mm Elektrode **code: MONS14**
16mm Elektrode **code: MON16**



ZUBEHÖR FÜR EEG-ELEKTRODEN



Brückenelektrodenschale

Um die Steckkontakte der Elektroden optimal zu schützen, ist unsere Brückenelektrodenschale hervorragend geeignet. Bei Einsatz mit Filzen empfehlen wir diese Variante, da sie nur wenig Kochsalzlösung (ca. 1/2L) benötigt.

code: 1323000101

EEG - KABEL

KOMPATIBEL MIT ALLEN GÄNGIGEN EMG- / EEG-GERÄTEN

VE: 1 STÜCK

Federstecker vergoldet

2mm Federstecker - 1,5mm DIN Stecker
100cm Kabellänge
code: KR2BDINXG X = S R G B Y

10 St. **code: SKR2BDINXG** X = S R G B Y

2mm Federstecker - 1,5mm DIN Stecker
100cm Kabellänge
code: KR2BDINX X = S R G B Y

10 St. **code: SKR2BDINX** X = S R G B Y

2mm Federstecker - 2mm Stecker
100cm Kabellänge
code: KR2B2SX X = S R G B Y

10 St. **code: SKR2B2SX** X = S R G B Y

EKG Kabel

4mm Federstecker - 1,5mm DIN Stecker
150cm Kabellänge
code: KR4BDINX X = S R

EKG Kabel

4mm Federstecker - 2mm Federstecker
150cm Kabellänge
code: KR4B2SX X = S R

Weitere Stecker-Variationen, Kabellängen und Farben auf Anfrage.

PASTEN UND GELE



EVERI

Eine Vorbereitungspaste, speziell entwickelt um den Hautübergangswiderstand zu reduzieren. Zur Vorbereitung und für den Einsatz bei EEG - EP - EMG - EKG.
Inhalt: 160g

code: EVERY

NUPREP

Modernes Hautvorbereitungsgel (empfohlen für empfindliche Haut). Keine Hautirritationen, angenehm für den Patienten.
VE: 3 St., Inhalt: 114g

code: NUPREP-SET



SkinPure

Hautvorbereitungspaste mit abrasiver Wirkung.
VE: 2 St., Inhalt: 135g
code: SKIN-PURE

TEN 20

Die neurodiagnostische Kontaktpaste die nicht eintrocknet. Kein Klumpen, kein 2. Auftragen erforderlich, abwaschbar, leicht zu reinigen, keine Rückstände.
VE: 3 St.



114g Dose **code: Ten-20-SET**
114g Tube **code: Ten-20-T-SET**
228g Dose **code: Ten-20-S-SET**

PASTEN UND GELE

EC-2

Speziell entwickelte Klebeleitpaste mit ausgezeichneter Haftwirkung. In Kombination mit unserer Gold CUP Elektrode ist diese Paste ideal für Langzeitableitungen.

Inhalt: 100g

1 St. **code: EC-2**
10 St. **code: SEC-2**



ELEFIX

Klebeleitpaste zur Verwendung für EEG- und EP-Ableitungen.

180g Tube **code: ELEFIX-T**
400g Dose **code: ELEFIX**

NEURGEL

Neurgel ist ein hochelastisches, hoch leitendes, wasserlösliches Gel mit einem PH-Wert von 6 bis 7. Neurgel wurde speziell für EEG-, EMG- und EP-Ableitungen entwickelt.
Inhalt: 250g

Flasche **code: GEL250F**
Dose **code: GEL250V**



SYNAPSE

Für die NASA entwickelte EEG-Kontaktcreme, speziell für Routineuntersuchungen und Langzeitüberwachungen.

Inhalt: 145 g

code: SYNAPSE

NEURO.CAP.
SYSTEMHAUBEN / EEG-HAUBEN

NEUROLOGIE



gvb gelimed
Ihr Partner für medizinisches Zubehör
www.gvb-gelimed.de

GVB-geliMED
Ginsterweg 4a
23795 Bad Segeberg
Tel.: 0 45 51 / 95 67 30
Fax: 0 45 51 / 95 67 33
info@gvb-gelimed.de

Original EEG-Schröterhauben



Grösse Art.-Nr. Art.-Nr. Einfarbig
Transparent Mehrfarbig

(16cm)	S-Haube-16	S-Haube-16F
(18cm)	S-Haube-18	S-Haube-18F
(20cm)	S-Haube-20	S-Haube-20F
(22cm)	S-Haube-22	S-Haube-22F
(24cm)	S-Haube-24	S-Haube-24F
(26cm)	S-Haube-26	S-Haube-26F
(27cm)	S-Haube-27	S-Haube-27F
(28cm)	S-Haube-28	S-Haube-28F
(29cm)	S-Haube-29	S-Haube-29F
(30cm)	S-Haube-30	S-Haube-30F
(31cm)	S-Haube-31	S-Haube-31F
(32cm)	S-Haube-32	S-Haube-32F
(33cm)	S-Haube-33	S-Haube-33F
(34cm)	S-Haube-34	S-Haube-34F
(36cm)	S-Haube-36	S-Haube-36F
(37cm)	S-Haube-37	S-Haube-37F
(40cm)	S-Haube-40	S-Haube-40F

Um die Haube Ihrer Wahl als einfarbige Haube zu bestellen (z.B. komplett in Blau oder Grün), hängen Sie der Bestellnummer die entsprechende Farbe an.

Beispiel:
S-Haube-30grün

Farben:
rot, blau, gelb, grün

Das GVB-geliMED Team berät Sie auch gerne über Zwischengrößen und kundenspezifische Ausführungen.

Auf Wunsch können die mehrfarbigen Hauben auch einfarbig geliefert werden.

Schröterhauben Zubehör

Ohrhalterung Gross
(1 Paar)

code: 2102



Ohrhalterung Klein
(1 Paar)

code: 2101



Haltenknopf Gross
(1 Paar)

code: 2402



Haltenknopf Klein
(1 Paar)

code: 2401



Kinnband 40cm
2cm breit (1St.)

code: 2240



Kinnband 20cm
2cm breit (1St.)

code: 2220



Kinnband, Meterware
2cm breit (lfd. Meter)

code: 2260



Ersatz-Verstrebungen

Ersatz-(Quer)verstrebung 45cm Länge, transparent	12 Stück	code: 2345
Ersatz-(Quer)verstrebung 45cm Länge, rot, gelb und blau	4 Stück je Farbe	code: 2345-F
Ersatz-(Quer)verstrebung 45cm Länge, rot	12 Stück	code: 2345-R
Ersatz-(Quer)verstrebung 45cm Länge, blau	12 Stück	code: 2345-B
Ersatz-(Quer)verstrebung 45cm Länge, grün	12 Stück	code: 2345-G
Ersatz-(Quer)verstrebung 45cm Länge, gelb	12 Stück	code: 2345-Y
Ersatz-(Quer)verstrebung 2m, rot, gelb und blau	2m je Farbe	code: 2332-F
Ersatz-(Quer)verstrebung, transparent	lfd. Meter	code: 2366
Ersatz-(Quer)verstrebung, rot	lfd. Meter	code: 2366-R
Ersatz-(Quer)verstrebung, blau	lfd. Meter	code: 2366-B
Ersatz-(Quer)verstrebung, grün	lfd. Meter	code: 2366-G
Ersatz-(Quer)verstrebung, gelb	lfd. Meter	code: 2366-Y

Ersatz-(Längs)verstrebung 1 Paar code: 25XX-LR

XX = Haubengröße.

Beispiel:
Längsverstrebung für
S-Haube34 = code: 2534-LR

EEG-Haube "GVB"

Diese GVB-Haube besitzt zwei Längsverstrebungen, die an den Kreuzungspunkten durch Gummiringe mit den Querverstrebungen verbunden sind (siehe Detailgrafik). Alle Teile sind als Einzelteile erhältlich.

EEG Haube Gross
EEG Haube Gross (farbig)
EEG Haube Mittel
EEG Haube Mittel (farbig)
EEG Haube Klein
EEG Haube Klein (farbig)

Querverstrebung (12 St.)
Längsverstrebung Erwachsene
Längsverstrebung Kinder
Ohrklappe Erwachsene (1 Paar)
Ohrklappe Kinder (1 Paar)
Halteknopf lang (1 Paar)
Halteknopf kurz (1 Paar)
Gummiringe (25 St.)

Art.-Nr.

code: S-HAUBE-G
code: S-HAUBE-G-F
code: S-HAUBE-M
code: S-HAUBE-M-F
code: S-HAUBE-K
code: S-HAUBE-K-F

code: 2345
code: 2534-2-LR
code: 2526-2-LR
code: 2102
code: 2101
code: 2402
code: 2401
code: O-RINGE-78/4



Detail

Brückenelektroden mit GOLDSTEG

Kompatibel mit allen gängigen EMG- / EEG-Geräten

GVB-geliMED bietet seit über 5 Jahren sehr erfolgreich eine neue Version von Brückenelektroden an, bei der der ursprüngliche Silberstift vergoldet wurde. Auf diese Weise wird der Stift vor Korrosion durch Salze geschützt und es entstehen weniger Kontaktprobleme mit dem Anschlusskabel. Die Ableitergebnisse bleiben konstant.

Goldstift Brückenelektrode

(ohne Steg auch als Pilzelektrode verwendbar)
(die Varianten können auch ohne Filz verwendet werden)

Für Erwachsene
10 St.
1 St.


Blau
code: SBELEK7
code: BELEK7

Rot
code: SBELEK2
code: BELEK2

Für Kinder
10 St.
1 St.

Gelb
code: SBELEK-K4
code: BELEK-K4

Grün
code: SBELEK-K3
code: BELEK-K3



INFO !

Auch in Kombination mit Silbersteg-Elektroden (ebenfalls bei GVB-geliMED erhältlich) verwendbar !

Die GVB-geliMED Elektroden verfügen über ein Gewinde mit dem die Höhe der Elektroden besser eingestellt werden kann. Auf diese Weise wird ein guter Elektrodenkontakt zur Kopfoberfläche gewährleistet.

Bezugsets



Bezugsets bestehend aus Filzbezügen und den dazugehörigen Befestigungsringen, den sogenannten O-Ringen. Zur einfacheren Montage auf die entsprechenden Elektroden empfehlen wir unseren Montagekegel. (Rückseite)

Bezug O-Ring	Zur Verwendung	100 / 100 Bezüge O-Ringe	100 / 50 Bezüge O-Ringe	50 / 50 Bezüge O-Ringe
26mm 6,8mm	für Elektrode Nr.: NKBE-0005	BEZUG-26-0	BEZUG-26-12-0	BEZUG-26-2-0
28mm 8,5mm	für Brücken- und Pilzelektroden	BEZUG-28-0	BEZUG-28-12-0	BEZUG-28-2-0
30mm 8,5mm	für Brücken- und Pilzelektroden	BEZUG-30-0	BEZUG-30-12-0	BEZUG-30-2-0
32mm 8,5mm	für Brücken- und Pilzelektroden	BEZUG-32-0	BEZUG-32-12-0	BEZUG-32-2-0
32mm 10,0mm	für Z-Elektroden	BEZUG-32-0Z	BEZUG-32-12-0Z	BEZUG-32-2-0Z

Bezüge ohne O-Ringe



Sie können Filzbezüge für Brücken-, Pilz- und Z-Elektroden auch ohne O-Ringe bestellen. Zur Montage eines Bezuges auf eine Elektrode wird jedoch ein entsprechender O-Ring benötigt.

Bezug	Zur Verwendung	100 Bezüge	50 Bezüge
26mm	für Elektrode Nr.: NKBE-0005	BEZUG-26	BEZUG-26-2
28mm	für Brücken- und Pilzelektroden	BEZUG-28	BEZUG-28-2
30mm	für Brücken- und Pilzelektroden	BEZUG-30	BEZUG-30-2
32mm	für Brücken-, Pilz- und Z-Elektroden	BEZUG-32	BEZUG-32-2