

## إلكتروود الكأس CUP

نوع وشكل إلكتروود الكأس CUP

عند اختيار إلكتروود المخاريط السليم هناك عامل لا يستهان به وهو الشكل بجانب المادة أيضًا. من المعايير السابق ذكرها أعلاه، تقدم GVB-geliMED مجموعة كبيرة من الإلكتروود المختوم والمغلف بالدائن. نتيجة تعدد إمكانيات المجموعات، مثل: النوع والشكل والحجم والمادة وطول الكابل وأشكال القوابس، فيرجى الاتصال بنا مباشرةً. ويرحب موظفونا كثيرًا بتقديم النصيحة إليكم.



شكل مسندك



شكل مغلف بالدائن

شكل شبكي (عكبوت)

## عقد للطلب

استفد من إمكانية الطلب!



ما عليك إلا أن تذكر لنا احتياجاتك السنوية المتوقعة للمنتج المطلوب.

نحن نستطيع أن نقدم لك عرضًا غير ملزم.

اختبار؟

هل ترغب في اختبار أحد المنتجات مقدمًا؟

اتصل بنا!

# NEURO.CUP.

إلكتروود الكأس - CUP  
BBG EMG EP

## إلكتروود الكأس CUP



## مستخدم DVD - فيديو

يُظهر توثيق "إلكتروود- الكأس" قياس نظام إلكتروود 20/10 فيما يتعلق بالموضوعات في شريط غشائي وعناصر غشائية تصويرية. علاوة على ذلك يُظهر وضع إلكتروود الكأس للتوصيل لفترة طويلة مع الكولديون وطرق الالتحام البديلة مع EC-2 على سبيل المثال، وكذلك وضع الإلكتروود للتوصيلات لفترة قصيرة والعناية المناسبة للإلكتروود. هذا التوثيق مناسب أيضًا بشكل ممتاز لأغراض التدريب الجامعي وما بعده.



المزيد من وثائق المستخدمين متاحة!

GVB-geliMED E. Kfm.  
هاتف: +49 (0) 45 51 - 95 67 30  
فاكس: +49 (0) 45 51 - 95 67 33  
info@gvb-gelimed.com

gvb gelimed  
توريد توفير المستلزمات الطبية  
www.gvb-gelimed.com

gvb gelimed

شريكك لتوفير  
المستلزمات الطبية

## طريقة لصق الإلكترود بالكولوديون (اتصال لفترة طويلة)

## طريقة لصق الإلكترود باستخدام EC-2 (اتصال لفترة طويلة)

## طريقة لصق الإلكترود عند التوصيل لفترة قصيرة

1. قم بالتعليم على مواضع الإلكترود (لجميع طرق اللصق)



بنز شحم رسم بياني CHINAGRAPH  
للتعليم على مواضع الإلكترود

أحمر B0012-01  
أزرق B0012-02  
أسود B0012-03  
أصفر B0012-04

2. تجهيز الجلد (لجميع طرق اللصق)



EVERI  
تقلل من مقاومة سطح الجلد  
EVERY



NUPREP  
جل حديث لتجهيز الجلد للبشرة الحساسة.  
NUPREP-SET طقم

3. اختيار الإلكترود (للصق بالكولوديون)

3. اختيار الإلكترود (للصق باستخدام EC-2 أو عند التوصيل لفترة قصيرة)



الإلكترود الذهبي GRASS

الإلكترود الكأس الذهبي - CUP  
يدوم طويلاً مع سمات ممتازة.  
(قابس التوصيل وتطويلات الكابل بحسب الطلب)



الإلكترود الكأس - CUP (قابس التوصيل وتطويلات الكابل بحسب الطلب)



الذهب  
يدوم طويلاً مع  
سمات ممتازة.



AgAgCl  
لا يوجد تشوهات في  
إشارة EEG



متكلس  
لا تنظيف كيميائي  
ولا كهربائي



العنكبوت  
وزن خفيف والكثير من  
أسطح الاتصال لجل التلامس



متكلس ومغلف في البلاستيك  
قطر 14 ملم

4. لاصق إلكترود

4. لاصق إلكترود

4. لاصق إلكترود



COLLODION

لاصق إلكترود ذاتي الاتصال  
لفترة طويلة يستمر لأيام عدة.

أنبوبة 20x6.5 مل: COLLODION-5



Remover  
مزيل للكولوديون  
500 مل:  
REMOVER500  
3800 مل:  
REMOVER-K



معجون لاصق EC-2  
للاتصال لفترات طويلة.  
قدرة التصاق عالية  
100 غرام: EC-2



Ten20

علبة 115x3 غرام  
طاقم Ten-20-SET  
أنبوبة 115x3 غرام:  
طاقم Ten-20-T-SET  
علبة 230x3 غرام:  
طاقم Ten-20-8-SET



ELEFIX  
أنبوبة 180 غرام  
ELEFIX-T  
علبة 400 غرام  
ELEFIX

5. ملحقات للصلق الإلكترود (للصق بالكولوديون و EC-2)



مسدس بضغط الهواء مع جهاز ضغط  
تم تصميم مسدس ضغط الهواء (مطابق الإلكترود) خصيصاً  
لطلبات "الكولوديون" أو أية مواد لاصق أخرى مشابهة (EC-2)،  
على إلكترود CUP

B0007 مسدس ضغط الهواء  
B0115 جهاز ضغط  
B0112 جهاز ضغط مع مسدس  
(وخرطوم 2.5 ملم)  
B0113 رشاش بديل للمسدس  
B0007-05 خرطوم بديل (بالمتر)

حلقات لاصق  
(لاصقة من الجانبين)



T-01 الكود: 16 x 40 قطر  
T-02 الكود: 10 x 30 قطر  
T-03 الكود: 8 x 20 قطر  
T-04 الكود: 9,5 x 22 قطر  
T-05 الكود: 15 x 30 قطر  
T-06 الكود: 5 x 13 قطر  
T-08 الكود: 5 x 20 قطر

6. جيل تلامس والملحقات (لجميع طرق اللصق)



NEURGEL  
هو Neurgel هو جل مرن للغاية وجيد التوصيل وينوب في الماء،  
ودرجة حموضته من 6 إلى 7. تم تطوير Neurgel خصيصاً  
لتوصيلات EEG و EMG و EP

GEL250V علبة 250 غرام  
GEL250F زجاجة 250 غرام



SYNAPSE  
كريم تلامس EEG تم تطويره لوكالة ناسا لإجراء الفحوصات  
الروتينية والمراقبة طويلة الأجل بشكل خاص.

SYNAPSE جرعة 14 غرام



إبرة عُقب مرة واحدة Kit

E-7 قنينة الحقن باهوتين عُقب:  
E-7B قنينة بديلة 100 قطعة.:  
E-8 إبرة بديلة فردية:  
E-8B إبرة بديلة 100 قطعة.: