

CUP ELEKTRODEN

Art und Form von CUP-Elektroden

Bei der Auswahl der richtigen Hütchenelektrode ist neben dem Material auch die Form ein nicht unwesentlicher Faktor. Aus den schon oben erwähnten Kriterien, bietet GVB-geliMED ein breites Spektrum von gestanzten und mit Kunststoff ummantelten Elektroden an.

Aufgrund der Vielzahl von Kombinationsmöglichkeiten wie: Art, Form, Größe, Material, Kabellänge und Steckerkonfiguration, rufen Sie uns bitte direkt an. Unsere Mitarbeiter beraten Sie gerne.



Anwender DVD-Video

Die Dokumentation "CUP-Elektroden" zeigt die Vermessung des 10/20 Elektrodensystems an einem Probanden in Film und grafischen Filmelementen. Außerdem wird das Setzen der CUP-Elektroden für Langzeitableitungen mit Collodion, alternative Anlegemethoden mit z.B. EC-2, das Setzen der Elektroden für Kurzzeitableitungen, sowie die sachgemäße Pflege der Elektroden gezeigt.

Diese Dokumentation eignet sich auch hervorragend für Schulungs- und/oder Fortbildungszwecke.



ABRUF AUFTRAG

Nutzen Sie die Möglichkeit eines Abrufs!



Nennen Sie uns einfach Ihren voraussichtlichen Jahresbedarf des gewünschten Produkts.

Wir erstellen Ihnen ein unverbindliches Angebot.

TESTEN?

Sie möchten ein Produkt gerne vorab testen?

Rufen Sie uns an!

NEURO.CUP.

CUP-ELEKTRODEN
EEG EMG EP

CUP ELEKTRODEN



weitere Anwenderdokumentationen erhältlich!

GVB-geliMED E. Kfm.
Tel.: 0 45 51 - 95 67 30
Fax: 0 45 51 - 95 67 33
info@gvb-gelimed.de


www.gvb-gelimed.de



Ihr Partner für
medizinisches Zubehör

Elektroden Klebemethode mit **Collodion** (Langzeitableitung)

Elektroden Klebemethode mit **EC-2** (Langzeitableitung)

Elektroden Klebemethode bei Kurzzeitableitungen

1. Markieren der Elektrodenpositionen (für alle Klebemethoden)



CHINAGRAPH FETTSTIFTE
Zum Markieren von Elektrodenpositionen.

Rot	B0012-01
Blau	B0012-02
Schwarz	B0012-03
Gelb	B0012-04

2. Hautvorbereitung (für alle Klebemethoden)



EVERI
reduziert den Übertragungswiderstand.
EVERY



NUPREP
modernes Hautvorbereitungsgel für empfindliche Haut.
NUPREP-SET

3. Elektrodenauswahl (für Kleben mit Collodion)



CUP-Elektroden Gold
langlebig, mit hervorragenden Eigenschaften. (Anschlußstecker und Kabellängen nach Wahl)

GRASS Goldelektroden



3. Elektrodenauswahl (für Kleben mit EC-2 oder bei Kurzzeitableitungen)

CUP-Elektroden (Anschlußstecker und Kabellängen nach Wahl)



Gold
langlebig, mit hervorragenden Eigenschaften.



AgAgCl
keine Verzerrungen im EEG-Signal.



Gesintert
keine chemische oder elektrolytische Reinigung.



Spider
geringes Gewicht, viele Kontaktflächen für das Leitgel.



Gesintert und in Kunststoff gefasst.
14mm Durchmesser.

4. Elektrodenkleber



COLLODION Elektrodenkleber
für Langzeitableitungen selbst über mehrere Tage.
20 x 6,5ml Tuben: COLLODION-5



Remover
Entferner für Collodion
500ml: REMOVER500
3800ml: REMOVER-K

4. Elektrodenkleber



EC-2 Klebeleitpaste
für Langzeitableitungen. Sehr gute Haftwirkung
100g: EC-2

4. Elektrodenkleber



Ten20
3x115g Dose: Ten-20-SET
3x115g Tube: Ten-20-T-SET
3x230g Dose: Ten-20-8-SET



ELEFIX
180g Tube: ELEFIX-T
400g Dose: ELEFIX

5. Zubehör zum Elektrodenkleben (bei Collodion und EC-2)



Druckluftpistole mit Kompressor
Die Druckluftpistole (Elektrodenapplikator) wurde speziell für das Auftragen von "Collodion" oder anderen ähnlichen Haftstoffen (EC-2), auf CUP Elektroden konstruiert.

Druckluftpistole: B0007
Kompressor: B0115
Kompressor mit Pistole (und 2,5m Schlauch) B0112
Ersatzspitze für Pistole B0113
Ersatzschlauch (lfd. Meter) B0007-05

5. Alternative zum Elektrodenkleber

Kleberinge
(doppelseitig haftend)



40 x 16 mm Durchmesser	code: T-01
30 x 10 mm Durchmesser	code: T-02
20 x 8 mm Durchmesser	code: T-03
22 x 9,5 mm Durchmesser	code: T-04
30 x 15 mm Durchmesser	code: T-05
13 x 5 mm Durchmesser	code: T-06
20 x 5 mm Durchmesser	code: T-08

6. Kontaktgele und Zubehör (für alle Klebemethoden)



NEURGEL
Neurgel ist ein hochelastisches und hoch leitendes, wasserlösliches Gel mit einem PH-Wert von 6 bis 7. Neurgel wurde speziell für EEG-, EMG- und EP-Ableitungen entwickelt.
250g Dose GEL250V
250g Flasche GEL250F



SYNAPSE
Für die NASA entwickelte EEG-Kontaktcreme, speziell für Routineuntersuchungen und Langzeitüberwachungen.
145g Dosierflasche SYNAPSE



Einmal Stumpfe Nadel Kit
Spritzkanüle mit 2 stumpfen Nadeln: E-7
Ersatzkanülen 100 St.: E-7B
Ersatznadeln einzeln: E-8
Ersatznadeln 100 St.: E-8B