

NOUVEAUTÉS!

SD57



NOUVEAU

Aiguilles sous-cutanées à usage unique en acier avec polissage concentrique.

Longueur d'aiguille de 13 mm
Diamètre d'aiguille de **0,20mm**.

SD57-426-M

Kit de 25, 5x5 aiguilles en 5 couleurs, câble de 100cm, prise mâle DIN 1,5mm

SD51-007-E



NOUVEAU

Raccordement de l'aiguille



Câble de raccordement 1002067 (également disponible à 3 conducteurs)

SD51-007-E

Avec raccordement PIN 0,7mm destiné au raccord du câble de raccordement 10020671. Le câble (longueur 100cm ou 200cm) peut être muni d'une prise mâle DIN 5 pôles ou DIN 1,5mm.

COMMANDE PRÉVISIONNELLE d'aiguilles sous-cutanées

**Bénéficiez de l'opportunité
d'une commande prévisionnelle!**



**Indiquez nous simplement
votre consommation annuelle
prévisionnelle du produit souhaité.**

**Nous établissons une offre
sans engagement pour vous.**

Échantillons?

**Souhaitez-vous essayer
un produit à l'avance?**

Appelez-nous simplement!

EEG EMG EP IOM
NEURO.DART.
AIGUILLES SOUS-CUTANÉES

AIGUILLES SOUS-CUTANÉES

SD51



SD51-111



MN3512F110-S



SD52-426-M



Vous trouvez toutes les électrodes à aiguille et les autres accessoires également sur internet
www.gvb-gelimed.com

GVB-gelIMED E. Kfm.
Tél.: +49 45 51 - 95 67 30
Fax: +49 45 51 - 95 67 33
info@gvb-gelimed.de


Votro partenaire dédié aux accessoires médicaux
www.gvb-gelimed.com


Votro partenaire dédié
aux accessoires médicaux

ENREGISTREMENT SANS PERTURBATION AFIN DE FAVORISER LA STIMULATION GRÂCE A LA PRÉCISION PARTICULIÈRE DU POLISSAGE

SD52-426-M



Aiguilles sous-cutanées avec câble de raccordement torsadé de 100cm et prise mâle DIN de 1,5mm. Longueur d'aiguille de 13mm / diamètre d'aiguille de 0,4mm.

Kit : 25 paires en 5 couleurs

SD51...



Aiguilles sous-cutanées à usage unique en acier avec polissage concentrique. Longueur d'aiguilles de 13mm / diamètre d'aiguilles de 0,40mm. Au choix avec câble de raccordement de 100cm, 150cm ou 250cm.

Kit: jeu de 5x5 aiguilles en 5 couleurs

SD51M...



Aiguilles sous-cutanées à usage unique en acier avec polissage concentrique et raccord d'aiguille scellé. Longueur d'aiguille de 13mm / diamètre d'aiguille de 0,40mm. Avec câble de raccordement au choix 100cm, 150cm ou 250cm.

Kit: jeu de 5x5 aiguilles en 5 couleurs

AUTRES AIGUILLES SOUS-CUTANÉES DE NOTRE GAMME :

SD55...



Electrode tire-bouchon à usage unique pour l'enregistrement des signaux EEG et SEP. Avec câble de raccordement de 100cm, 150cm ou 250cm au choix et prise de raccordement DIN 1,5mm.

Kit: 25 unités

MN3512F110-S



Aiguilles monopolaires sous-cutanées à usage unique en acier avec raccordement de 1mm, longueur d'aiguille de 12mm, diamètre de 0,35mm. Câbles de raccordement de 100cm ou 150cm au choix.

Kit: 5x5 unités

SD51-111



Aiguilles sous-cutanées à usage unique en acier, longueur d'aiguille de 12mm, diamètre de 0,35mm, prise mâle PIN de 1mm, câble de 8cm.

Kit: 5x5 unités

MN3512H150



Aiguilles à crochet sous-cutanées à usage unique avec câble de 8cm et prise mâle PIN de 1mm.

Kit: 5 unités