

COLLODION

Spezial Langzeit-Elektrodenkleber. In Verbindung mit unserer Kontaktleitcreme "Synapse" oder dem Elektrolytgel "neurgel". Collodion eignet sich besonders gut für Langzeitableitungen, die sich über mehrere Tage erstrecken können.



Jetzt auch mit hoher Viskosität!

- 6,5ml Tube 20 St. **COLLODION-5**
- 6,5ml Tube (hohe Viskosität) 20 St. **COLLODION-11**

Collodion sollte bei einer Temperatur von +15°C bis +25°C aufbewahrt werden.

REMOVER für Collodion

Der acetonfreie Collodion-Entferner ist auch für empfindliche Haut gut verträglich. Er enthält auch sonst keine toxischen Substanzen und ist wasserlöslich.

- 500ml Flasche 1 St. **REMOVER500**
- 3800ml Kanister 1 St. **REMOVER-K**



IVORY Waschlotion für Systemhauben
Spezielle Reinigungsemulsion die, im Gegensatz zu herkömmlichen Reinigungsmitteln, keine Rückstände hinterlässt.



- 750ml Flasche 1 St. **E-16-F**

GIGASEPT

Desinfektionsflüssigkeit mit Reinigungswirkung

- 2L Kanister 1 St. **GIGASEPT-FFneu-2L**
- 5L Kanister 1 St. **GIGASEPT-FFneu-5L**



ABRUF AUFTRAG

Nutzen Sie die Möglichkeit eines Abrufs!



Nennen Sie uns einfach Ihren voraussichtlichen Jahresbedarf des gewünschten Produkts.

Wir erstellen Ihnen ein unverbindliches Angebot.

TESTEN?

Sie möchten ein Produkt gerne vorab testen?

Rufen Sie uns an!

PASTEN & GELE



GVB-gelIMED E. Kfm.
Tel.: 0 45 51 - 95 67 30
Fax: 0 45 51 - 95 67 33
info@gvb-gelimed.de

gvb gelimed
Ihr Partner für medizinisches Zubehör
www.gvb-gelimed.de

gvb gelimed
Ihr Partner für medizinisches Zubehör
www.gvb-gelimed.de

GVB-gelIMED
Ginsterweg 4a
23795 Bad Segeberg
Tel.: 0 45 51 / 95 67 30
Fax: 0 45 51 / 95 67 33
info@gvb-gelimed.de

Hautvorbereitung

EVERI

Eine Vorbereitungspaste, speziell entwickelt um den Hautübergangswiderstand zu reduzieren. Zur Vorbereitung und für den Einsatz bei EEG - EP - EMG - EKG.

160g Flasche 1 St. **EVERY**



NUPREP

Modernes Hautvorbereitungsgel (empfohlen für empfindliche Haut). Keine Hautirritationen, angenehm für den Patienten.

114g Tube 3 St. **NUPREP-SET**



EPICONT

Elektrodenpaste zur abrasiven Hautvorbereitung. Zum Einsatz auch für Langzeit-EEG verwendbar.

250g Flasche 1 St. **21708313-E**
250g Flaschen 4 St. **21708313**



SkinPure

Hautvorbereitungspaste mit abrasiver Wirkung.

135g Tube 2 St. **SKIN-PURE**



Leitpasten / -gele

TEN-20

Die neurodiagnostische Kontaktpaste die nicht eintrocknet. Kein Klumpen, kein 2. Auftragen erforderlich, abwaschbar, leicht zu reinigen, keine Rückstände.

114g Dose 3 St. **TEN-20-SET**
114g Tube 3 St. **TEN-20-T-SET**
228g Dose 3 St. **TEN-20-8-SET**



SYNAPSE

Für die NASA entwickelte EEG-Kontaktcreme, speziell für Routineuntersuchungen und Langzeitüberwachungen.

140g Flasche 1 St. **SYNAPSE**
140g Flasche 12 St. **SYNAPSE-S**



SIGNA-CREME

EEG-Kontaktcreme zur Reduktion von Hautübergangswiderständen. Keine haftende Wirkung.

140g Flasche 1 St. **SIGNA-CREME**
140g Flasche 12 St. **SIGNA-CREME-S**



Klebeleitpasten / -cremes

EC-2

Speziell entwickelte Klebeleitpaste mit ausgezeichneter Haftwirkung. In Kombination mit unserer Gold CUP-Elektrode ist diese Paste ideal für Langzeitableitungen.

100g Tube 1 St. **EC-2**
100g Tuben 10 St. **SEC-2**



ELEFIX

Klebeleitpaste zur Verwendung für EEG und EP-Ableitungen.

180g Tube 1 St. **ELEFIX-T**
400g Dose 1 St. **ELEFIX**
180g Tube 10 St. **ELEFIX-TS**
400g Dose 3 St. **ELEFIX-S**



AC CREAM

AC-Cream ist eine hoch haftende, leitende Kontaktcreme. Sie ist weiss, undurchsichtig und wasserlöslich mit einem PH-Wert von 6,6 bis 7,0.

250g Dose 1 St. **AC-CREAM**
250g Tube 4 St. **AC-CREAM-S**



Kontaktgele

SIGNA GEL

Salzfreies Elektroden gel zur Verwendung bei EEG - EP

250g Tube 1 St. **SIGNA-GEL**
250g Tube 12 St. **SIGNA-GEL-S**



Kontaktgel / Electrolytgel

Electrolytgel ist speziell für die Ableitung mit verschiedenen Elektrodenhauben konzipiert worden, um eine bestmögliche Reduzierung des Elektrodenwiderstandes zu gewährleisten.

480g Dose 1 St. **E-9**
960g Dose 1 St. **E-10**
3780g Dose 1 St. **E-11**



HELLIGE ELEKTRODENGEL

EEG - EKG Kontaktgel für Langzeitableitungen. Keine haftende Wirkung

250g Flasche 1 St. **21708306-E**
250g Flasche 4 St. **21708306**



NEURGEL

Neurgel ist ein elastisches, hoch leitfähiges, salzhaltiges und wasserlösliches Gel mit einem PH Wert von 6 bis 7, das besonders für EEG, EMG, EP-Ableitungen konzipiert wurde.

250g Flasche 1 St. **GEL250F**
250g Dose 1 St. **GEL250V**
250g Flasche 12 St. **GEL250F-S**
250g Dose 4 St. **GEL250V-S**



SPECTRA GEL

Salzfreies Elektroden gel zur Verwendung bei EEG / EP

250g Tube 1 St. **SPECTRA**
250g Tube 12 St. **SPECTRA-S**

