

GVB-geliMED E.Kfm
Ginsterweg 4 a
23795 Bad Segeberg

Tel.: 04551-956730
Fax: 04551-956733
e-mail: info@gvb-gelimed.de
<http://www.gvb-gelimed.de>

Rev.3/28.08.11

Druckknopf-kabel

Anwendung:

Verbinden Sie das Druckknopf-Kabel mit der Elektrode und dem Gerät.

Reinigung:

Das Kabel mit einem feuchten Tuch und einem milden Reinigungsmittel abwischen.

Desinfektion:

Wischdesinfektion mit einem in Krankenhäusern üblich verwendeten Desinfektionsmittel zur Flächendesinfektion

Lagerung: 10 bis +50Grad

Luftfeuchtigkeit: 20 bis 80%

Garantie: Der Hersteller erklärt, dass dieses Produkt nach ISO 13485 sowie in Übereinstimmung mit 93/42 EWG hergestellt wurde.

Der Hersteller übernimmt keinerlei Haftung resultierend aus falscher Handhabung und sofern dieses Produkt für andere Zwecke als angegeben verwendet wird.

Entsorgung: nach den geltenden Regeln des Abfallproduktegesetzes für medizinische Produkte.

Achtung: Dieses Produkt darf nur mit EMG-EEG-EKG und TENS Geräten verwendet werden.

ACHTUNG:

Kabel mit nicht! berührungsgeschützten 2/3/4mm Steckern dürfen gemäß DIN 60601 nur noch in Verbindung mit Altgeräten an den dafür vorgesehenen EEG/EMG Vorverstärker angeschlossen werden.